

Schwerpunktpositionen

NEOX

Schwerpunktposition in Sitztiefe möglich:	20"				22"				24"				26"			
	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"
T40	✓	2,3,4	3,4	4	2,3,4	3,4	4	x	3,4	3,4	4	x	2,3,4	3,4	x	x
T42	✓	✓	2,3,4	3,4	2,3,4	2,3,4	3,4	4	3,4	3,4	3,4	4	2,3,4	3,4	4	x
T44	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4	✓	2,3,4	3,4 *	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	4
T46	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	3,4
T48 (Seitenrahmen 1)	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	3,4
T48 (Seitenrahmen 2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4
T50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,3,4
T52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Schwerpunktposition 2- Medium Aktiv möglich ab Rahmenhöhe 44 cm

** Schwerpunktposition 2- Medium Aktiv möglich ab Rahmenhöhe 47 cm

✓ Alle Schwerpunktpositionen möglich