



Framedieptetabel

NEOX

Instelling Zitdiepte Neox icm de verschillende rugleuningtypes			
	Instelling achtermodule	Instelling rugdieptepositie	Opmerking
Newton FLX2 rugleuning	Gelijk aan gewenste ZD	Middelste stand	
Newton FLX1 rugleuning	Gewenste ZD + 2 cm	Middelste stand ¹	<ul style="list-style-type: none"> I.c.m. een Newton FLX1 rugleuning is met zijframemaat 1 alleen ZD 40 tm 44 cm mogelijk
Newton Curve rugleuning	Gewenste ZD + 4 cm	Middelste stand ²	<ul style="list-style-type: none"> ZD 56 cm is uitgesloten I.c.m. een Newton Curve rugleuning is met zijframemaat 1 alleen ZD 40 tm 42 cm mogelijk

1 Bij ZD 56 cm is de rugdieptepositie ingesteld op de achterste positie

2 Bij ZD 54 cm is de rugdieptepositie ingesteld op de achterste positie