

# Table de profondeur de cadre

NEOX

Réglage de la profondeur d'assise Neox en combinaison avec différents types de dossier			
	Réglage module arrière	Réglage de la position de la profondeur du dossier	Commentaire
Dossier Newton FLX2	Egale à la valeur souhaitée PA	Position centrale	
Dossier Newton FLX1	PA souhaité + 2 cm	Position centrale <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En combinaison avec un dossier Newton FLX1, seuls les PA 40 à 44 cm sont possibles avec un cadre latéral de taille 1</li> </ul>
Dossier Newton Curve	PA souhaité + 4 cm	Position centrale <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PA 56 cm est exclu</li> <li>En combinaison avec un dossier Newton Curve, seuls les modèles ZD 40 à 42 cm sont possibles avec un cadre latéral de taille 1</li> </ul>

1 Pour le PA 56 cm, la position de la profondeur du dossier est réglée sur la position arrière

2 Pour le PA 54 cm, la position de la profondeur du dossier est réglée sur la position arrière